



Instructivo instalación y uso de PWA



Instalación Dispositivos Android

Paso 1




Descargar navegador chrome

Paso 2

Acceda a esta URL

<https://vitapulse2.netlify.app>

Paso 3




Click en los 3 puntos



Instalación Dispositivos Android

Paso 4




Click en agregar



Instalación Dispositivos Android

Paso 5




Click en Instalar




Instalación Dispositivos Android

Paso 6




Listo

Guía de USO




Aquí se Muestra
las pulsaciones
por minuto.


Aquí se añade un
nuevo dispositivo



Presione aquí
para escanear la
pulsera y
agregarla.




Se va a desplegar esta pestaña ,
selecciona la vitapulse y luego en el
boton sincronizar



Una vez sincronizado presionamos
en continuar



Botón configuración de la app , aquí se alterna el idioma y el modo dark y clear de la app



Modo Dark y Clear


Alternar Idiomas





VitaPulse

Hi.User
Let's measure
your heart
rate



ECG
95bpm

Heart Rate

86 ms 





VitaPulse

Añadir Dispositivo

Dispositivos Encontrados



Continuar